


操作リモコン



自動コース
選択ボタン

背もたれと脚部の角度調節や、自動コースの選択が簡単に操作できます。

8種類の自動コース

8種類の自動コースで症状に合ったケアを

疲労回復コース	全身	「もみ」「たたき」を中心としたトリートメントマッサージで、筋肉のコリを押しほぐす、疲労回復を目的としたコース。
やすらぎコース	全身 肩 腰	「もみ」を中心にさせるようなトリートメントマッサージで、血行促進や筋肉の疲れを取り除くためのコース。
ストレッチコース	全身	「押す」「伸ばす」のマッサージで、疲れた筋肉をほぐし整えるためのコース。
骨盤ケアコース	腰から脚部までの下半身を重点的にマッサージするコース。 SKS-900 のみのオリジナルコースです。	

スーパーリラックス マッサージチェア SKS-900

メーカー希望小売価格：410,000円(税抜) ※税抜価格です。

〈仕様〉


- リクライニング角度(約):118～163度
- 質量(約):80kg ●電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:150W(ヒーター:9W)
- 定格時間:20分
- 医療機器認証番号:225AKBZX00116A01
(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
- JANコード: 4951704168236




ブラウン×ブラック(BB)

■リモコンポケット


リモコン収納ポケットが、本体両側に付いています。リモコンはどちらからでも使用できます。



●設置
リクライニングできるスペースをあけて、水平なところに設置します。足方向に65cm以上、頭方向に35cm以上が必要です。



寸法図



●搬入幅 本体搬入幅70cm+2cm(養生のため)以上が必要です。

効能・効果

あんま・マッサージの代用 ●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
- 次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。身体に異常が起こる場合があります。
- ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人●悪性しゅよう(腫瘍)のある人●心臓に障害のある人●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●皮膚に創傷のある人●安静を必要とする人●体温38℃以上(有熱期)の人(例:急性炎症症状[けん(瘧) 怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。衰弱しているとき。)●骨粗しょう(鬆)症の人、せきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人●背骨(脊椎)に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人●捻挫、肉離れなど炎症性の人●椎間板ヘルニア症の人●温度感覚喪失が認められる人●その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
- お子様だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には、使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内 フジ医療器 フリーダイヤル **0120-027-612** 受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-4793-0818** FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

E-mail **http://www.fujiiryoki.co.jp/** 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容や、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

商品の情報や、楽しいコラムなどが盛りだくさん!! **フジ医療器ホームページ** <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器商品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!! **フジ医療器モール** <http://www.fuji-mall.com/>

フジ医療器商品が当たる! **プレゼントキャンペーン毎月実施中!**

ご応募は フジ医療器HPから! <http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード → ケータイからカンタンアクセス

●お求めは…

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>
このカタログの内容についてのお問い合わせは、
右記の販売店にご相談ください。
または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成26年1月現在のものです。

14.01.3M.DS.AD.A [注文No.1320]



毎日のマッサージで心身を整える。

一日の疲れをしっかりとほぐし、心と身体のバランスを整える

“トリートメントマッサージ”という発想のもとに誕生。

贅沢なマッサージでワンランク上のセルフケアを叶えます。



New 「痛み」「コリ」を感じるポイントを広範囲にカバー

GRIP式メカ2.0

進化したGRIP式メカ2.0は、4つのもみ玉の特徴を生かし、首すじから臀部まで施療範囲を拡大。また、肩・背・腰の独立した強弱調節により、コリや痛みを感じるポイントに対して、各部位にメリハリの利いたマッサージを行います。

肩 強弱調節5段階



首すじから肩までをしっかりとらえてマッサージ。

※イラストはイメージです。

背 強弱調節2段階




肩甲骨から背中にかけて伸ばすような感覚でマッサージ。

腰 強弱調節5段階



腰は上2つのもみ玉、臀部は下2つのもみ玉が、ポイントをしっかりとらえてマッサージ。



11タイプのもみ技で首から臀部まで効果的にもみほぐす

各部位の筋肉のコリに対応した肩・腰専用技と、全身をマッサージする基本技で、効果的にマッサージを行います。


肩甲骨ライン

肩甲骨裏の筋肉を、きめ細かくほぐします。



New 尻ほぐし

尾てい骨周りのコリをもみほぐします。



肩位置自動検出&プログラムフィードバック



New リラックスと深みのあるマッサージを実現するゼログラビティ式リクライニング

リクライニング時に背と連動して座面が上昇し、リラックスした姿勢での施療が実現。背部の体圧が分散されることで、首から臀部までしっかりGRIP式メカ2.0を体感できます。



エアバッグで全身を包み込むようにマッサージケア

部位別強弱調節2段階


業界初

エアーマッサージとパイプが下半身を強力にサポート

脚部パワーマッサージ

※当社調べ 2014年1月現在

ふくらはぎほぐしマッサージ



ふくらはぎ全周をとり囲むように配置されたエアバッグで圧迫と開放を繰り返してもみ込みます。これにより、下半身で停滞している血液を上半身へ上げる流れをアシストします。

足裏マッサージ



足の甲をエアバッグで押さえながら、足裏をパイプ付き突起で強力に刺激。小刻みに震える心地良いパイプを足裏の中心から伝えて血行を促進します。

※パイプは自動・遅・速・切と調節可能です。

大容量のエアバッグで上半身をもみほぐす

上半身エアーマッサージ

手のひらで押し込むようにマッサージ。肩・腕・骨盤周りの血行を促進します。

肩ぐうエアーマッサージ

肩ぐうから二の腕周りを外側から挟み込むようにマッサージします。2段階の幅調節が可能です。

腕エアーマッサージ

ひじ下から手首まで挟み込むようにポイント刺激します。使用しない時は収納して肘掛になります。

骨盤周りエアーマッサージ

もも横と座面にセットされたエアバッグの組合せで、骨盤周りの筋肉を横から、下から包み込むようにマッサージします。



脚部長さ調節スプリング機能

2段に分かれた脚部は、座る人の足の長さに合わせて調節できます。



足裏ヒーター

かかとと足先についたヒーターで、冷えがちな足裏を温めながらマッサージができます。※足裏ヒーターはON・OFF選択可能です。



※イラストはイメージです。

しっかりつかんで気持ちよく伸ばす

全身ストレッチマッサージ

エアバッグで身体を固定して、もみ玉を動かすことで心地良く伸ばす、独自のストレッチマッサージを搭載しています。

フットストレッチ

エアバッグでふくらはぎを固定し、下方へ伸ばすストレッチができます。



スッキリ収納の

コンパクト機能

脚部を反転させるとフットレストに変身。また、腕部と脚部は不要な時は完全に収納することができます。

